



Cranial Harmonizer®

cranialharmonizer.ch



Cranial Harmonizer®
BY GIGLIO ORTHOPÉDIE

100% swiss made: conception, design,
fabrication et service.



GIGLIO ORTHOPÉDIE

giglio-orthopedie.ch



Procédure d'habitation pour le port du casque

jour	sans/avec	sieste	nuit	contrôle de la peau
1	1 h avec puis 1 h sans, jusqu'au soir	non	non	tout le temps après avoir enlevé le casque
2	2 h avec puis 1 h sans, jusqu'au soir	non	non	tout le temps après avoir enlevé le casque
3	4 h avec puis 1 h sans, jusqu'au soir	oui	non	tout le temps après avoir enlevé le casque
4	6 h avec puis 1 h sans, jusqu'au soir	oui	non	tout le temps après avoir enlevé le casque
5	6-8 h avec puis 1 h sans, jusqu'au soir	oui	non	tout le temps après avoir enlevé le casque
6	8 h avec puis 1 h sans, jusqu'au soir	oui	oui	tout le temps après avoir enlevé le casque
7	22 h avec puis 2 h sans	oui	oui	tout le temps après avoir enlevé le casque

Si votre enfant est malade, enlevez lui le casque jusqu'à sa guérison. Remettez-lui le casque, par la suite, de manière progressive.

1^{er} contrôle (2 à 3 semaines après livraison)

Vérification du bon déroulement du début du traitement. Pas de capture 3D.

2^{ème} contrôle (6 semaines après livraison)

Nouvelle capture 3D à la lumière structurée. Comparaison de celle-ci avec la forme initiale. Le rapport sera envoyé au médecin prescripteur.

3^{ème} contrôle (3 mois après livraison)

Nouvelle capture 3D à la lumière structurée. Comparaison de celle-ci avec la forme initiale. Vous recevez donc le résultat obtenu durant toute la durée du traitement. Le rapport sera envoyé au médecin prescripteur.

Nous vous prions de bien vouloir fixer les rendez-vous de contrôle avec le secrétariat à la livraison du Cranial Harmonizer

Contrôles supplémentaires

Dans tous les cas, si vous avez des questions, soucis ou autres inquiétudes vous pouvez nous joindre par téléphone. Si besoin, nous vous donnons un rendez-vous de contrôle au plus vite !

Contrôle de la peau

Cranial Harmonizer va volontairement inhiber la croissance de la tête sur certains endroits en lui laissant d'autres espaces vides sans contact. C'est en appliquant « la loi du moindre effort » connue dans la nature que Cranial Harmonizer arrive à remodeler le crâne en douceur.

Les parties du crâne en contact avec le casque peuvent devenir rouge, ce qui est tout à fait normal.

- Une rougeur normale va disparaître après environ 20 à 40 minutes
- Une rougeur anormale ne va pas disparaître, même pas après une heure et la peau est irritée

Si vous observez des rougeurs anormales, nous vous prions de prendre contact avec votre technicien orthopédiste. Il pourra adapter le casque si nécessaire.

Entretien du casque

Les produits utilisés pour la fabrication du Cranial Harmonizer sont hypoallergéniques. Ils sont conçus pour la fabrication de produits médicaux et utilisés quotidiennement dans la technique orthopédique.

Le port du casque accentue, pendant les premiers jours, la sudation au niveau de la tête.

**DES QUESTIONS SUR NOS PRODUITS?
NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS AIDER.
T 022 309 48 48**

SECRÉTARIAT ONLINE

Vous souhaitez nous donner des instructions, communiquer un souhait ou faire une commande hors heures d'ouvertures, utilisez notre plateforme «Secrétariat online» afin de nous communiquer vos besoins T 022 309 48 48 du lundi au vendredi de 8h-12h / 13h-17h30.

Ce phénomène va s'atténuer par la suite, mais une hygiène et un soin régulier du casque évitent d'éventuels problèmes dermatologiques.

- Enlever la mousse de finition fixée par un velcro
- Nettoyer la mousse à l'eau froide avec du shampoing pour bébé
- Bien rincer la mousse de finition à l'eau froide pour enlever tous les restes de shampoing
- Laisser sécher la mousse de finition à l'air ambiant
- Ne pas exposer au soleil ou mettre dans le séchoir

Information concernant la tenue du casque

Comme expliqué ci-dessus, Cranial Harmonizer n'as pas un contact global avec la surface de la tête. Les espaces vides volontaires peuvent créer un déplacement limité du casque.

Ce déplacement/rotation se fait selon l'asymétrie de la tête, toujours dans le même sens.

Ce déplacement va s'arrêter durant le traitement car la croissance va remplir les espaces vides !

Ceci n'est pas problématique si le casque ne couvre pas la vue ou tombe durant la nuit. Des petits déplacements du casque sur la tête ne diminuent pas son efficacité !



GIGLIO ORTHOPÉDIE

giglio-orthopedie.ch



Deux forces, une direction

GO&OK, le bon vecteur pour le futur. La référence orthopédique en Suisse romande.

Toujours proche de chez vous

Grâce à la collaboration entre **GO&OK**, vous nous trouverez près de chez vous en Suisse romande.

GO
GIGLIO ORTHOPÉDIE
giglio-orthopedie.ch

OK
ORTHO KERN
ortho-kern.ch



GO

Siège principal Carouge
Rue du Tir-au-Canon 6
1227 Carouge
T +41 (0)22 309 48 48

Genève Magasin
Rue de Carouge 40
1205 Genève
T +41 (0)22 320 37 08

Neuchâtel
Puits-Godet 10A
2000 Neuchâtel
T +41 (0)32 725 10 38

Nyon
Allée de la Petite Prairie 4
1260 Nyon
T +41 (0)22 361 23 59

Fribourg
Boulevard de Pérolles 24
1700 Fribourg
T +41 (0)26 321 39 03

giglio-orthopedie.ch



OK

Siège principal Lausanne
Avenue de Beaulieu 9
1004 Lausanne
T +41 (0)21 641 61 61

Sion
Rue de Pré-Fleuri 2C
1950 Sion
T +41 (0)27 322 71 51

Monthey
Rue du Bugnon 1
1870 Monthey
T +41 (0)24 471 00 00

Payerne
Rue Guillermaux 24
1530 Payerne
T +41 (0)26 660 02 02

Yverdon
Avenue des Découvertes 3
1400 Yverdon-les-Bains
T +41 (0)24 425 13 13

ortho-kern.ch

