



Minerve sur mesure



A VOS MARQUES! PRÊTS! GO!

GO est heureux de guider ses patients au-delà de la livraison de la minerve, faite sur mesure, sur la prescription d'un médecin. Nous travaillons tous les jours à l'amélioration des orthèses, car la santé de nos patients nous tient particulièrement à cœur.

Introduction

La minerve sur mesure, fabriquée à la suite d'une prescription médicale, est un dispositif servant à immobiliser le rachis cervical.

Mise en place

- Se coucher sur le dos sans oreiller.
- Placer la partie antérieure sur le patient.
- Positionner la partie mentonnière sous le menton.
- Se mettre sur le côté, en maintenant la tête en position neutre.
- Placer la partie postérieure.
- Ajuster le dos de la minerve.
- Se remettre le patient sur le dos.
- Fermer les velcros jusqu'aux traits de serrage.

Pour la tenue de la minerve : en position debout, il faut pouvoir voir des obstacles à 1 mètre devant ses pieds sans pencher la tête.

Suivi

Pour le suivi et les modifications : se conformer aux recommandations du médecin prescripteur concernant les rendez-vous de contrôle pour la consolidation. Pour toute modification de la minerve, prendre contact avec GO.

À la suite d'une fracture, le temps de consolidation d'un os est d'environ trois mois, en fonction des types d'os. Il est recommandé de porter la minerve durant 45 jours, nuit et jour. Après un examen de contrôle et un rendez-vous chez votre médecin, la minerve est à porter la journée durant 45 jours. Pour tout autre indication, référez-vous aux indications de votre médecin.

Entretien

Il est important d'avoir une hygiène quotidienne du cou et du visage. Il est recommandé de se raser la barbe.

- Laver une fois par jour votre minerve avec de l'eau tiède, et du savon au pH neutre. Bien éponger avec une serviette et laisser sécher à température ambiante environ 30 minutes.
- Ne pas utiliser de liquides contenant de l'alcool, de liquide abrasifs, de produits de nettoyage, détergents à lessive, eau de javel, ammoniac, solvants.

- Ne pas utiliser de matériaux et/ou produits abrasifs, brosses, laine d'acier, papier en fibre de verre, lames ou similaires, pour éliminer les taches ou les résidus.
- Ne pas laver en machine.
- Ne pas faire tremper la minerve.
- Ne pas laisser la minerve dans un véhicule par forte chaleur, ni sur un radiateur, ni au soleil.
- Ne pas laisser la minerve à la portée des animaux domestiques.

Remboursement : prise en charge

Contactez votre assurance.

Garantie

La minerve sur mesure est garantie 4 mois à partir de la date de livraison.

- Ce qui est considéré dans le cadre de la garantie :
- Concerne uniquement les défauts des matériaux utilisés et les défauts de fabrication, si elle est reconnue défectueuse par la société.
 - GO ne pourra être tenu pour responsable si le produit est utilisé dans les conditions énumérées ci-après comme non conforme.

Usage incorrect

- Votre minerve ne peut en aucun cas être portée par une tierce personne.
- Non-respect des règles et des instructions du fabricant.
- Modification de la structure en changeant / ajoutant des éléments, ou en chauffant.
- Utilisation de produits de nettoyage inappropriés.
- Porter la minerve sur des sols ou des substances glissantes et/ou grasses.

Conseils

- Porter un t-shirt sous la minerve. Éviter les débardeurs trop ouverts et les polos.
- Pour des raisons d'hygiène, il est conseillé d'enlever la minerve une fois par jour pour la nettoyer. Il est recommandé de rester couché ou de porter une seconde minerve temporaire.
- En cas de rougeur irritative : appliquer du Bepanthen liquide (frictionner, puis laisser pénétrer avant de remettre votre minerve). Resserrer la minerve pour éviter les frottements.
- La minerve, tant en mousse qu'en polyéthylène, est imperméable. Il est donc possible de se doucher avec, puis l'essuyer avec une serviette, car elle sèche rapidement.
- Pour la douche, il est recommandé de se munir d'un tapis anti-glisse et d'une chaise de douche.

DES QUESTIONS SUR NOS PRODUITS?

T 022 309 48 48

Du lundi au vendredi de 8h-12h / 13h-17h30.

Contraintes

Le port d'une minerve sert à un usage en position assise, debout et couchée. Elle est surtout utilisée pour la mobilisation, la locomotion et les transports. Il faut donc adapter l'environnement selon la posture. Toutefois, il est normal que des rougeurs apparaissent sous le menton, sur le sternum et sur la partie dorsale.

En position couchée

Il est recommandé de dormir sur le dos, avec juste un cale nuque et non pas un oreiller car ce dernier pousse la tête en avant et va créer une pression sous le menton.

Afin d'éviter des difficultés respiratoires, votre tête doit être surélevée. Adapter alors à l'aide de coussins votre posture pour que votre cou soit le plus droit possible, et que votre menton ne subisse aucune pression. En résumé, adapter votre position couchée par rapport à votre position debout. Lorsque le dossier est surélevé, le corps a tendance à glisser et à avoir des appuis sous le menton. Placer un coussin dans le dos au niveau des omoplates et caler la tête à l'aide de coussins pour avoir le cou bien droit. Dans cette position, il faut souvent se remettre en place et repositionner la minerve.

En position assise

S'asseoir le dos bien droit, au fond de la chaise. Préférer une chaise haute. Éviter de s'appuyer sur le dossier. Placer un coussin dans le dos si vous voulez vous adosser. Ceci évitera de mettre une pression sur le menton et le sternum.

En position debout

Balayer l'horizon du regard. Ne pas hésiter à resserrer un peu plus la minerve s'il y a trop de liberté dans les mouvements de la tête. Il n'y a pas de limite quant à la durée de la position debout, mais il faut modérer vos efforts.

Date de livraison

Technicien

En espérant avoir laissé une empreinte de qualité, nous vous remercions de votre confiance !



GIGLIO ORTHOPÉDIE

giglio-orthopedie.ch



Deux forces, une direction

GO&OK, le bon vecteur pour le futur. La référence orthopédique en Suisse romande.

Toujours proche de chez vous

Grâce à la collaboration entre **GO&OK**, vous nous trouverez près de chez vous en Suisse romande.

GO
GIGLIO ORTHOPÉDIE
giglio-orthopedie.ch

OK
ORTHO KERN
ortho-kern.ch



GO

Siège principal Carouge
Rue du Tir-au-Canon 6
1227 Carouge
T +41 (0)22 309 48 48

Genève Magasin
Rue de Carouge 40
1205 Genève
T +41 (0)22 320 37 08

Neuchâtel
Puits-Godet 10A
2000 Neuchâtel
T +41 (0)32 725 10 38

Nyon
Allée de la Petite Prairie 4
1260 Nyon
T +41 (0)22 361 23 59

Fribourg
Boulevard de Pérolles 24
1700 Fribourg
T +41 (0)26 321 39 03

giglio-orthopedie.ch



OK

Siège principal Lausanne
Avenue de Beaulieu 9
1004 Lausanne
T +41 (0)21 641 61 61

Sion
Rue de Pré-Fleuri 2C
1950 Sion
T +41 (0)27 322 71 51

Monthey
Rue du Bugnon 1
1870 Monthey
T +41 (0)24 471 00 00

Payerne
Rue Guillermaux 24
1530 Payerne
T +41 (0)26 660 02 02

Yverdon
Avenue des Découvertes 3
1400 Yverdon-les-Bains
T +41 (0)24 425 13 13

ortho-kern.ch

